

BIOPAD en BIOSPRAY

EURORESEARCH



100% In de wond oplosbaar collageenverband voor snellere wondsluiting

Ook verkrijgbaar als BIOSPRAY, de eerste collageen wondspray

- 100% Zuiver, natuurlijk Type I collageenproduct
- Geschikt als hemostaticum voor (matig) bloedende wonden
- Vervangt ontbrekend weefsel
- Biedt een platform voor de vorming van nieuw weefsel
- Beschermt tegen infectiegevaar van buitenaf
- Zorgt voor een blijvend vochtig wondmilieu
- Stimuleert de proliferatie van fibroblasten en granulatie
- Activeert fibronectine, monocytten en de vorming van lichaamseigen collageen
- Actief tijdens alle fases van de wondheling
- Lost op in de wond, dus zorgbesparend en patiëntvriendelijk



HIGH QUALITY SOLUTIONS IN BIOLOGICAL TREATMENT



BIOPAD en BIOSPRAY

Effectief tijdens alle fases van de wondheling door dubbele mechanische en biologische werking

BIOPAD en BIOSPRAY zijn respectievelijk een wond dressing en een wond spray op collageenbasis die zich onderscheiden van veel bestaande collageenproducten op de markt door hun hoge mate van zuiverheid, werkzaamheid en geschiktheid voor vrijwel alle wondtypen, inclusief brandwonden. Het belang van collageen voor de wondheling is al langer bekend. Collageen bevordert de aanmaak en structurering van nieuwe collageenvezels en granulatieweefsel. Het stimuleert debridement en weefselvorming en draagt bij aan een wondmilieu waarin heling op natuurlijke wijze gestimuleerd wordt.

BIOPAD



BIOPAD bestaat uit zuiver Type I collageen, zonder toevoeging van vulstoffen en vrij van allergenen. Omdat de celmatrix van BIOPAD identiek is aan die van menselijk collageen, is er geen risico op afstotingsreacties. BIOPAD kan als hemo-

staticum worden ingezet bij (matig) bloedende wonden. Door interactie met het wondbed wordt BIOPAD omgezet in een gel die volledig biologisch afbreekbaar is. Dat maakt dat BIOPAD na aanbrenging niet hoeft te worden verwijderd. Als de eerste BIOPAD geheel of gedeeltelijk is geresorbeerd kan naar behoeven een nieuwe worden aangebracht. BIOPAD vereist daarom een lagere zorginzet en is tegelijk minder belastend voor de patiënt. BIOPAD versnelt en verbetert (ook esthetisch) de wondsluiting en verlaagt de pijnsensatie voor de patiënt. Zowel BIOPAD als BIOSPRAY kunnen in combinatie met andere wond dressings (bijvoorbeeld alginaten en hydrogels) worden gebruikt, mits zij direct contact met het wondbed houden.



BIOSPRAY



Als enige in Nederland levert BiologiQ een collageenproduct in poedervorm voor aanbrenging per spuitbus. BIOSPRAY heeft dezelfde eigenschappen en werking als BIOPAD, maar is ontwikkeld voor nog meer gebruiksgemak en specifieke toepassingen. De spray is zeer geschikt voor de behandeling van onregelmatige wonden en grotere wondoppervlakken. Door de laagdrempelige applicatie is BIOSPRAY ideaal voor gebruik op bijvoorbeeld Eerste Hulp posten, waar aanbrengen op de gedesinfecteerde wond het natuurlijke genezingsproces een boost kan geven. Omdat het aanbrengen geen handcontact met de wond vereist, is het product bovendien zeer hygiënisch.

BIOSPRAY bevat hetzelfde collageen als BIOPAD, maar dan in poedervorm voor aanbrenging met een spuitbus.

Productbeschrijving en werking





BIOPAD en BIOSPRAY worden gemaakt van heteroloog, gelyofiliseerd, gelatinevrij natuurlijk Type I collageen, gewonnen uit de achillespees van paarden. Dankzij een uniek procedé zijn beide producten van een hoge zuiverheidsgraad en vrij van allergene stoffen (waaronder telopeptiden). Oorspronkelijk bedoeld als alternatief voor rundercollageen (na de uitbraak van de gekke koeienziekte) bleek dit type collageen in ruim twintig jaar praktijkervaring minstens zo effectief. BIOPAD is een sponsachtig verband met een dikte van 5 mm (dikker dan vrijwel alle bestaande collageenproducten, dat het gehele wondbed bedekt en in de wond oplost. BIOPAD vervult zowel mechanische als biologische functies:

Mechanisch

- **Opvulling:** BIOPAD vervangt in eerste instantie ontbrekend weefsel en fungeert vervolgens als een platform voor de vorming van nieuw lichaamseigen weefsel.
- **Bescherming:** in de wond vormt BIOPAD een barrière tegen infectiegevaar van buitenaf en zorgt het voor een blijvend vochtig wondmilieu.

Biologisch

- **Stimuleren:** BIOPAD triggert de aanmaak en verspreiding van fibroblasten en de vorming van granulatieweefsel. Ook activeert het fibronectine, monocyt en de aanmaak van lichaamseigen collageen.
- **Hemostase:** BIOPAD activeert bloedplaatjes en andere stollingsfactoren.



Onderzoeksresultaten

Interactie op celniveau

In een morfologische en (bio)chemische studie aan de Universiteit van Pisa (It.) werden vier soorten collageen vergeleken. Het team concludeerde dat BIOPAD het beste structurele compromis biedt tussen materiaaldichtheid en vezeldikte. Dezelfde studie stelt vast dat BIOPAD als enige zijn moleculaire structuur behoudt bij blootstelling aan collagenase. Door een betere interactie op celniveau wordt een optimaal klimaat voor wondheling en weefselregeneratie gecreëerd.

Case study: weefselregeneratie

In een van de vele case studies gewijd aan BIOPAD werden bij 32 patiënten ernstige ulcera van uiteenlopende aard behandeld met BIOPAD. De gemiddelde behandeling duurde 36 dagen, waarbij gemiddeld om de 3 dagen een nieuwe BIOPAD werd aangebracht. In 15 gevallen was sprake van een 'uitstekend' resultaat, met volledige wondsluiting. In 14 gevallen was het resultaat 'goed', met een significante reductie van het wondoppervlak en


toename van granulatieweefsel. Slechts in 3 gevallen leverde de behandeling geen zichtbaar resultaat op. In bijna alle gevallen kon dus worden gesproken van een opvallende versnelling van het weefselherstel.

BIOSPRAY: effectief en makkelijk toepasbaar

In een gerandomiseerde klinische studie werd een groep van 40 patiënten (26 mannen en 14 vrouwen) met vergelijkbare acute en chronische wonden verdeeld in twee groepen. Eén groep werd behandeld met BIOSPRAY, de controlegroep met zilver, een product met antibacteriële werking. Bij de patiënten in de eerste groep was sprake van significant snellere granulatie en epithelialisatie en minder pijnbeleving dan bij die in de controlegroep. Andere voordelen van BIOSPRAY die de studie aan het licht bracht was het ontbreken van bijwerkingen en het grotere gebruiksgemak.

Voor alle genoemde onderzoeksresultaten is de volledige tekst beschikbaar op www.BiologiQ.nl of op verzoek bij BiologiQ, Apeldoorn.

Collageenstructuur



Indicaties

BIOPAD is geïndiceerd bij:

- Decubituswonden
- (Chronische) veneuze ulcera
- Diabetische (voet)ulcera
- Oppervlakkige en full thickness (brand)wonden
- Acute en chirurgische wonden
- Donorsites en andere bloedende oppervlaktewonden
- Wonddehiscentie
- Drainagewonden
- Snij- of schaafwonden

BIOSPRAY is geïndiceerd bij:

- Snij- en schaafwonden
- Onregelmatige wonden en/of grote wondoppervlakken
- Partial thickness (brand)wonden
- Diabetische (voet)ulcera
- Incontinentie-uitslag en andere huidirritaties

Contra-indicaties

BIOPAD en BIOSPRAY niet gebruiken op ernstig geïnfecteerde (of als zodanig klinisch gediagnosticeerde) wonden en bij patiënten van wie bekend is dat één of meer van de volgende aandoeningen in de familie voorkomen: auto-immuunziektes, anafylactoïde reacties of overgevoeligheid voor collageen, hetzij lokaal toegepast of geïnjecteerd. BIOPAD ook niet gebruiken bij personen die een desensibilisatiebehandeling ondergaan wegens overgevoeligheid voor vleesproducten.

Toepassing Instructies voor gebruik:

BIOPAD

1. Maak de wond schoon conform standaardprotocol en verwijder necrotisch weefsel.
2. Hydrateer bij droge wonden de BIOPAD eerst met een steriele zoutoplossing om het gelproces op gang te brengen.
3. Breng met lichte druk de BIOPAD direct aan op het wondbed, ervoor zorgend dat de wond volledig is bedekt.
4. Fixeer zo nodig de BIOPAD met een niet-adhesief secundair verband, zodat er zuurstof bij de wond kan komen.
5. Door de interactie met het wondbed wordt de BIOPAD omgezet in een gel. Deze is biologisch afbreekbaar en hoeft niet te worden vervangen.
6. Beoordeel regelmatig of aanbrenging van een nieuwe BIOPAD nodig is, de eerste keer na 24 tot 48 uur, vervolgens is 2x per week voldoende.



NB. Nooit een eenmaal aangebrachte BIOPAD losmaken of verwijderen en alleen desinfecteren als dit strikt noodzakelijk is! Bij gedeeltelijk gebruik van een BIOPAD: na opening van de steriele verpakking geen restanten later alsnog gebruiken.

Raadpleeg altijd de gebruiksaanwijzing bijgeleverd bij BIOPAD.

BIOSPRAY

1. Spuitbus goed schudden voor gebruik.
2. De wond schoonmaken en desinfecteren conform standaard protocol.
3. Verwijder eventueel necrotisch weefsel.
4. Hou de spuitbus op ongeveer 15 cm van de wond en bespuit gedurende een of twee seconden het gehele wondoppervlak. Dit kan een koude sensatie veroorzaken, die echter snel voorbij gaat. De huid wordt niet beschadigd.
5. Bedek na aanbrenging van de BIOSPRAY zo nodig de wond met een pleister of gaas.
6. Restanten van een eerdere laag BIOSPRAY hoeven niet eerst te worden verwijderd. BIOSPRAY laat zich gemakkelijk en pijnloos verwijderen van de omringende huid.
7. Sluit na gebruik de spuitbus zorgvuldig af.



NB. BIOSPRAY niet gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum. Na de eerste behandeling kan de spuitbus opnieuw gebruikt worden tot deze leeg is. Bewaar BIOSPRAY op een koele en droge plaats, uit de buurt van warmtebronnen, inclusief direct zonlicht.

Raadpleeg altijd de gebruiksaanwijzing bijgeleverd bij BIOSPRAY.

BIOPAD

BIOSPRAY



HIGH QUALITY SOLUTIONS IN BIOLOGICAL TREATMENT

Biopad Experience

BIOPAD



Before



After



BiologiQ™

HIGH QUALITY SOLUTIONS IN BIOLOGICAL TREATMENT



VEILIGE OPLOSSINGEN VOOR WONDHELING EN INFECTIEBESTRIJDING

BiologiQ is een zelfstandige Nederlandse onderneming met innovatieve biotech oplossingen voor de gezondheidszorg. BiologiQ streeft daarbij stelselmatig naar kortere behandelingstijden en een betere kwaliteit van het leven. Dit biedt grote voordelen aan zowel de patiënt als de zorgverstreker.

Totaalconcept in Actief Wond Management

Het Wond Managementsysteem van BiologiQ bestaat uit innovatieve bio-actieve oplossingen, gericht op het stimuleren van het eigen regeneratief vermogen van het lichaam en gebaseerd op een toenemend inzicht in de biologie van de (complexe) wond. BiologiQ biedt daarmee een welkome aanvulling op de traditionele methoden van infectiebestrijding en wondbehandeling.

www.BiologiQ.nl

© 2012 BiologiQ, Euroresearch. BIOPAD en BIOSPRAY zijn geregistreerde handelsmerken van Euroresearch.

BIOPAD en BIOSPRAY

Productie en CE-registratie

BIOPAD en BIOSPRAY worden geproduceerd door EURORESEARCH s.r.l. Milaan, Italië.
BIOPAD en BIOSPRAY zijn CE 0373, Klasse III goedgekeurd.

Vergoeding

Zie www.BiologiQ.nl voor vergoeding van BIOPAD en BIOSPRAY.

Verpakkingshoeveelheid

Productcode

Z-index nummer

BIOPAD

3 dressings 5 x 5 cm.

PAD 004 5x5

15481301

5 dressings 5 x 10 cm.

PAD 010 5x10

15720896

5 dressings 10 x 10 cm.

PAD 011 10x10

15720918

5 dressings 10 x 15 cm.

PAD 012 10x15

15720926

BIOSPRAY

1 sprayflacon 75 gr.

EPF 004

15481328

Verkrijgbaarheid en bestelinformatie

BIOPAD en BIOSPRAY zijn op recept verkrijgbaar en kunnen worden besteld bij apotheker, groothandel of bij de distributeur
BiologiQ: telefoon (055) 368 44 50. Fax (055) 368 44 66.

GOEDE LOGISTIEK • INNOVATIEVE CONCEPTEN • HIGH QUALITY ALS STANDAARD

BIOLOGIQ • WATERMANSTRAAT 66 • 7324 AK APELDOORN - NL

T +31(0)55 368 44 50 • F +31(0)55 368 44 66 • E INFO@BIOLOGIQ.NL • I WWW.BIOLOGIQ.NL