



UrgoTul Foam Border



ADHESIEF SCHUIMVERBAND MET LICHT KLEVEND TLC

Indicatie: matig tot sterk exsuderende wonden

- Optimale wondgenezing in een vochtig wondmilieu
- Hoge absorptie en drainage van exsudaat waardoor het risico op maceratie wordt voorkomen
- Waterdichte siliconen kleefranden
- Pijnloze en atraumatische verwijdering

UrgoTul Foam
Border

Wordt geleverd in doosjes met per stuk verpakte, steriele wondverbanden, klaar voor gebruik

Formaat	Stuks per verpakking	Artikelnummer
8 x 8 cm	10	551094
10 x 10 cm	10	551095
15 x 20 cm	10	551096
Sacrum 20 x 20 cm	5	551097



UrgoTul Foam Border



BESCHRIJVING

■ **UrgoTul Foam Border** is een adhesief lipido-colloïd schuimverband met licht klevende TLC contact technologie (Technology Lipido-Colloid), een innovatieve technologie ontwikkeld door Laboratoires Urgo.

SAMENSTELLING:

- Een licht klevende TLC-laag (polymeren en carboxy -

methylcellulose deeltjes) gecombineerd met een sterk absorberend polyurethaan schuimverband.

- Een dampdoorlatende, waterdichte buitenlaag met siliconen kleefranden.

STERILISATIEMETHODE: Gesteriliseerd middels ethyleenoxide.

EIGENSCHAPPEN

- Licht klevende TLC-laag
- Optimale wondgenezing in een vochtig wondmilieu
- Pijnloze verbandwisseling
- Proliferatie van fibroblasten
- Een sterk absorberend polyurethaan schuimverband
- Sterk absorberend vermogen, voorkomt maceratie
- Geschikt voor gebruik onder een compressiezwachtel
- Waterdichte toplaag met siliconenkleefranden
- Soepel en niet-occlusief
- Zeer comfortabel, goede pasvorm voor diverse wondvormen

- Sterke damp doorlatendheid om maceratie te voorkomen
- Goede verdraagbaarheid
- Geen secundaire fixatie nodig
- Werkingsmechanisme
- In contact met wondexsudaat vormt de TLC-laag een gel en creëert hiermee een vochtig wondmilieu dat het genezingsproces bevordert zodat de belangrijkste cellen die bij het herstelproces betrokken zijn (fibroblasten, keratinocyten en macrofagen) optimaal werkzaam kunnen worden.

INDICATIES

■ **UrgoTul Foam Border** is geïndiceerd voor matig tot sterk exsuderende traumatische wonden (zoals brandwonden, schaafwonden, postoperatieve wonden ...) en chronische wonden (zoals ulcus cruris, decubitus, diabetische voet).

- Het sacrumverband wordt aanbevolen voor de behandeling van exsuderende wonden bij of op het sacrum (decubitus op het sacrum...).

GEBRUIKSAANWIJZING

WIJZE VAN GEBRUIK

- Reinig de wond volgens lokaal protocol.
- Indien voorafgaand een antisepticum is gebruikt, moet de wond zorgvuldig met fysiologische zoutoplossing worden gespoeld voordat **UrgoTul Foam Border** wordt aangebracht.
- Maak de omringende huid voorzichtig droog.
- Verwijder de beschermstroken.
- Breng de licht klevende centrale verdikking van **UrgoTul Foam Border** aan op de wond (zorg voor ten minste 1 cm afstand tussen de siliconenkleefrand en de wond).
- Strijk het verband over de wond glad.
- Leg over het verband een compressiezwachtel aan als dat is voorgeschreven.
- Bij het aanbrengen van het sacrumverband, plaatst u het verband met de top gericht naar het sacrum.
- Voor het verwijderen van **UrgoTul Foam Border**, duwt u de gezonde huid omlaag en tilt u de hoek van het verband op en verwijdert u dit voorzichtig.
- **UrgoTul Foam Border** moet gemiddeld elke 2 tot 4 dagen worden vervangen en kan 7 dagen op de wond blijven zitten, afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat en de klinische toestand van de wond.

VOORZORGSMAATREGELEN

- De centrale micro-adhesieve verdikking mag niet worden geknipt, omdat het een sterk absorberende laag bevat. De klevende randen mogen indien nodig wel worden bijgeknipt met behulp van een steriele schaar om de maat van het verband aan de wond aan te passen.
- In geval van klinische tekenen van lokale infectie, kan worden overgegaan op een antibacterieel verband uit het Urgo assortiment, afhankelijk van de klinische beoordeling.
- Eventueel overtollig haar moet kort worden afgeknipt om goed contact met de wond te garanderen.
- Laat de huid, in geval van gelijktijdig gebruik van een crème, zalf of emulsie, drogen voordat het verband wordt aangebracht.
- Steriel, per stuk verpakt voor eenmalig gebruik: hergebruik van verband voor eenmalig gebruik verhoogt de kans op infectie.
- UrgoTul Foam Border moet liggend bewaard worden.
- Niet gebruiken als de steriele bescherming is beschadigd.
- Het verband niet opnieuw steriliseren.

CONTRA-INDICATIE

- Niet gebruiken bij bekende gevoeligheid voor **UrgoTul Foam Border** of componenten hiervan.