



# UrgoTul Foam



## LIPIDO-COLLOÏD SCHUIMVERBAND

**Indicatie:** matig tot sterk exsuderende wonden

- Genezing in een vochtig wondmilieu
- Pijnloze en atraumatische verwijdering
- Snelle en verticale absorptie van exsudaat
- Micro-adhesief

## UrgoTul Foam

Wordt geleverd in doosjes met per stuk steriel verpakte wondverbanden, klaar voor gebruik

Formaat	Stuks per verpakking	Artikelnummer
6 x 6 cm	10	551223
10 x 12 cm	10	551224
15 x 20 cm	10	551225
Hiel	5	551226



# UrgoTul Foam



## BESCHRIJVING

- **UrgoTul Foam** is een absorberend, steriel, niet-occlusief, lipido-colloïd verband (gebaseerd op lipido-colloïde technologie, een exclusieve innovatie van Laboratoires Urgo).

### SAMENSTELLING:

**UrgoTul Foam** is een sterk absorberend en micro-adhesief verband met nieuwe TLC-contacttechnologie. Dit nieuwe verband bestaat uit polyurethaanschuim gecombineerd met een micro-adhesieve lipido-colloïde matrix.

**STERILISATIEMETHODE:** gesteriliseerd middels ionische straling.

## EIGENSCHAPPEN

- De nieuwe TLC-contactmatrix van **UrgoTul Foam** is ontwikkeld met behulp van TLC-technologie met toevoeging van functionele polymeren. Wanneer deze polymeren in contact komen met de wond, gaan ze vanwege hun fysisch-chemische eigenschappen ter plaatse een interactie aan met levende cellen en stimuleren zo de proliferatie van dermale fibroblasten.
- Bij contact met wondexsudaat ontstaat een lipido-colloïde gel die een vochtig wondmilieu creëert dat bevorderlijk is voor het genezingsproces.
- Verwijdering van het verband is pijnloos en atraumatisch voor het nieuw gevormd weefsel.
- **UrgoTul Foam** beschermt de wond en absorbeert exsudaat uit de wond. Het beschermt de omringende huid en voorkomt het risico op maceratie.
- Het flexibele en vormbare **UrgoTul Foam** is met name geschikt voor wonden op lastige plaatsen.
- De micro-adhesieve, gebruiksvriendelijke eigenschappen van het verband bevorderen de verpleegkundige zorg en de therapietrouw.

## INDICATIES

- **UrgoTul Foam** is geïndiceerd voor de behandeling van chronische exsuderende wonden (ulcus cruris, decubitus, diabetische voet), traumatische exsuderende wonden (tweedegraads brandwonden, schaafwonden, chirurgische wonden) en oncologische wonden.

## GEBRUIKSAANWIJZING

### WIJZE VAN GEBRUIK

- Reinig de wond met een fysiologische zoutoplossing.
- Verwijder de beschermende transparante folie van het verband.
- Breng de micro-adhesieve zijde van **UrgoTul Foam** aan op het wondbed.
- Het micro-adhesieve **UrgoTul Foam** kan indien nodig worden bijgeknipt met een steriele schaar, om de maat van het verband aan de wond aan te passen.
- Houd het verband op zijn plaats met een zwachtel.
- Leg over het verband een compressiezwachtel aan als dat is voorgeschreven.
- Vervang het verband gemiddeld elke 2 tot 4 dagen, afhankelijk van de klinische toestand van de wond.

### VOORZORGSMAATREGELEN

- De micro-adhesieve massa van **UrgoTul Foam** blijft kleven aan latex handschoenen. Door de vingertoppen van de handschoenen te bevochtigen wordt dit voorkomen.
- Gezien de niet-occlusieve eigenschappen kan **UrgoTul Foam** onder nauwlettend medisch toezicht op geïnfecteerde wonden worden gebruikt. In geval van klinische tekenen van lokale infectie, kan **UrgoTul Foam** onder toezicht van een arts worden gebruikt in combinatie met geschikte systemische antibiotica.
- Per stuk steriel verpakt (gesteriliseerd middels straling); hergebruik van verband voor eenmalig gebruik kan risico op infectie veroorzaken.
- **UrgoTul Foam** moet liggend bewaard worden.
- Niet gebruiken als de steriele bescherming is beschadigd.