


 **smith&nephew**  
**IV3000<sup>°</sup> STANDARD**  
Hoge waterdampdoorlaatbare  
infuusfolie

# Een nieuwe generatie folies voor fixatie op uitdagende IV-plaatsen

Verwijdert waterdamp, vermindert infectiegevaar



# IV3000 hoge waterdampdoorlaatbare infuusfolie

IV3000 is een waterdampdoorlaatbare, transparante folie die speciaal ontwikkeld is voor een veilige fixatie van catheters alsmede om de insteekopening droog te houden. Onafhankelijke klinische experts hebben bewezen dat IV3000 voor een veilige, zekere en kosteneffectieve fixatie van catheters zorgt. Daarnaast vinden zij dat deze folie een technologisch voordeel biedt bij de verzorging van infuus en insteekopening. IV3000 is verkrijgbaar in verschillende afmetingen voor fixatie van perifere- en epidurale catheters en centrale lijnen.

## Voordelen

### Vermindert de kans op infectie door voorkoming van vochtophoping rond de insteekopening<sup>1</sup>

De gepatenteerde REACTIC folie van IV3000 heeft een unieke moleculaire structuur die aanzienlijk meer doorlaatbaar is voor waterdamp dan standaard folies. Hierdoor wordt vochtophoping onder de folie voorkomen, waardoor de groei van bacteriën en het risico van infectie kleiner wordt. In tegenstelling tot standaard folies, die ontwikkeld zijn voor vochtige wondbehandeling, zorgt IV3000 voor een droge huid rondom de insteekopening. Deze unieke eigenschap van de nieuw ontwikkelde REACTIC folie, maakt een optimale verdamping van vocht rondom de insteekopening mogelijk.

### Vermindert aantal verbandwisselingen

Door de hogere doorlaatbaarheid van IV3000 blijft de huid droger waardoor de kleefkracht van de folie beter is en het aantal verpleegkundige interventies (b.v. ongeplande verbandwisselingen) gereduceerd wordt.

### Meer comfort voor de patiënt

IV3000 is vriendelijk voor de huid van de patiënt. De hypo-allergene kleeflaag en de hoge doorlaatbare REACTIC folie helpen (huid-)maceratie of huidirritatie te voorkomen en zorgen voor het comfort van de patiënt<sup>1</sup>.

### Uitstekende stabiliteit van de catheter

IV3000 heeft afscheurbare, steriele aanbrengstroken die over de catheter of lijnen aangebracht kunnen worden voor een betere stabiliteit. Ook kunnen ze, indien nodig, worden gebruikt om de hoeken van de folie te versterken.

### Barrière voor bacteriën en ondoordringbaar voor vocht

De REACTIC folie is ondoordringbaar voor bacteriën waardoor de insteekopening beschermd wordt tegen contaminatie van buitenaf. Bovendien kan de folie in situ blijven tijdens het douchen<sup>1</sup>.

### Eenvoudig aanbrengen en verwijderen

IV3000 is ontworpen om de folie eenvoudig en aseptisch te kunnen aanbrengen en verwijderen. Doordat de kleeflaag in een speciaal patroon op de folie is aangebracht, is verwijdering van de folie eenvoudiger dan met standaard folies het geval is. Hierdoor is de kans op beschadiging van de huid kleiner en blijft minder residu van de kleeflaag op de huid achter.

### Eenvoudige visuele inspectie

Doordat IV3000 transparant is, kan de insteekopening continue geïnspecteerd worden op tekenen van infectie en flebitis, zonder dat de folie verwijderd hoeft te worden.

## Indicaties

Geschikt voor het fixeren van centrale lijnen, perifere - en epidurale catheters.

## Contra-indicaties

IV3000 STANDARD dient uitsluitend bij IV of epidurale plaatsen gebruikt te worden. Voor afdekken van open wonden zoals decubituswonden, brandwonden en donor sites dient OPSITE® FLEXIGRID® te worden gebruikt.

## Voorzorgsmaatregelen

Uitsluitend op een droge geprepareerde huid gebruiken.



Bestelnummer	Afmeting	Verpakking	Aanbevolen indicaties
4924	6 x 8.5 cm	100	Perifeer
4923	6 x 8 cm*	100	Perifeer
4925	10 x 14 cm	10	Centrale lijn
4973	10 x 14 cm	50	Centrale lijn
4649	10 x 20 cm	50	Centrale lijn / epiduraal

\* met opening

### Referentie

1. Maki, D.G.: A prospective, randomized trial of gauze and two polyurethane dressings for site care of pulmonary artery catheters: Implications for catheter management. Critical Care Medicine 1994;22 (11) – 1729 - 1737

° Handelsmerk van Smith & Nephew

### Smith & Nephew B.V.

Postbus 525, 2130 AM Hoofddorp  
Kruisweg 637, 2132 NB Hoofddorp  
T 020 - 654 39 99  
F 020 - 653 20 99  
E holland.info@smith-nephew.com

www.smithnephew.nl  
www.iv3000.com