



De Nieuwe V.A.C.[®] Simplace[™] Dressing

Simpel. Snel.

Simpel. Snel.

Door minder stappen en de snellere toepassing maakt de V.A.C.[®] Simplace™ Dressing het aanbrengen van de V.A.C.[®] Therapy gemakkelijker dan ooit tevoren.

1



AANBRENGEN

Het nieuwe spiraalvormige V.A.C.[®] GranuFoam[®] kan gemakkelijk op maat worden gebracht; u hebt geen schaar nodig.

2



AFPLAKKEN

Nieuwe folie voor sneller aanbrengen.

3




AANSLUITEN

Knip een gat in de folie en sluit de huidvriendelijke SensaT.R.A.C.[®] Pad aan.

Bestelinformatie

V.A.C.[®] Simplace™ Dressing Kit

Artikel nummer	Afmeting/aantal
M8275041/5	Small, 5 stuks
M8275041/10	Small, 10 stuks
M8275040/5	Medium, 5 stuks
M8275040/10	Medium, 10 stuks



Zie hier hoe eenvoudig V.A.C.[®] Therapy kan zijn:

+31(0)30- 635 60 60 www.kci-medical.com

met
3M Tegaderm™
Dressing

De KCI-handelsmerken voorzien van het symbool ® of ™ zijn gepatenteerd, of er is een patent voor aangevraagd, in ten minste één land waar dit product/werk in de handel is gebracht, maar niet noodzakelijk in al die landen. 3M™ en Tegaderm™ zijn handelsmerken van 3M Corporation. Alle andere hierin genoemde handelsmerken zijn eigendom van KCI Licensing, Inc. en/of LifeCell Corporation, de met hen geaffiliëerde bedrijven en licentiegevers.

KCI Product code KCII 1080-01-09-Du

KCI
The Clinical Advantage[®]